

انٹی پا یونک کی سینٹی کی جائیج کا طریقہ

کورس کی ترتیب

سپاڈیول عام طور پر الگ الگ antimicrobial حساسیت کی چالیج اور کارکردگی کا مظاہرہ اور تفسیر کرنے کے لیے ایک تعاریف گائیز فراہم کرتا ہے۔

اوست لمسائی: ۲-۳ بخشی فی کورس

کوشش: ۳۰۷-مشت/جستجو کورس

مخصوص: اشکنیکر و مبیل حسابت، ای اس تی (AST)، AST مڈیا، AST کی کوامی کنٹرول، پڑھنے اور تحریر کرنا بایت، حسابت کی حاجی میں آئومیشن

زبان: انگریزی / اردو

ویڈیو پر نسخہ: انگریزی / اردو

یہ کو رس کن کے لیئے ہے؟ اس کو الائیڈز ہیلتھ کے پیشہ درا فرادر، ایمبارٹری پیکنیشن، جونسیر پیکنیشن، میڈیکل طالب علموں، انٹرنس اور ریڈیسیس کے لئے بنایا گیا ہے جو اسے انجام دینے کے لئے معیاری سختیک سمجھنا چاہتے ہیں۔

آپ کیا پیکھیں گے:

- ۱۔ کارکردی بترسٹ اور AST کے معیاری روپرینگ کے اصولوں کو سمجھیں گے۔
 - ۲۔ میں الاؤئی معیار اور بہترین طریقوں کے مطابق اپنی ایسی ATS کے معیار کے تصور کی وضاحت اور یقین دہانی کریں گے۔
 - ۳۔ ذہک ذخیرہ زدن ٹیکنیک MIC سیست حساسیت کی مختلف اقسام پر بحث کریں گے۔
 - ۴۔ AST لیہاریوں میں مختوقہ کام کے طریقوں کے لئے آڈٹ لائی کی ضروریات کے بارے میں جائیں گے۔
 - ۵۔ حساسیت کی حاجی کے میدان میں حالہ پیش رفت

تخصیص: ماڈل کی متحمل رشر کا، کے تفہیم کی سطح کا تعین کرنا۔

سرٹیفیکیٹ: کورس ماڈل پول کے کامپیوٹر ہونے پر پری اپوست ٹیسٹ (امتحان) میں کم از کم ۷۵% فیصد حاصل کرنا۔

آنے والے ماڈیول: مانگرو گرانی کی شناخت، ثقہی میڈیا اور اس کی تیاری، میک فار لینڈ اسٹیڈرڈ ڈسک ڈیفاؤن اور MIC ٹیسٹنگ کے لئے بریک پوٹس، پڑھنے اور تحریک کی ہدایت، بائیو کی خالصت، حیاتیات، حاسیت کی جائیج۔

سیکھنے کا نتیجہ:

اس ماڈیول کو جانے کے بعد شرکا اس قابل ہو جائیں گے کہ:

۱۔ اچھی لیب پریکٹس (GLP) کی وضاحت کر سکیں۔

۲۔ گذلیب پریکٹس کے مختلف اجزاء کے نام (GLP) بیان کر سکیں۔

۳۔ (GLP) بی ایل پی کی ضرورت اور اہمیت کو بھی سکیں۔

اچھی لیبازری کے طریقے کا ر

تعارف: مانگرو بائیو لوچی لیبازری میں کام کرنا انکشن مواد، سبیکل، رمحیٹ، اور تابکاری مواد وغیرہ میں کام کرنا شامل ہے۔ سبیکہ ہے کہ مانگرو بائیو لوچی لیبازری کو کلینیک کی ہو توں اور خصوصی طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی لیبازری کے طریقوں (بی ایل) ایک ایسی سرگرمی اظر عمل ہے جو کلیب میں سرگرمی یا آپریشن انعام دینے کے لیے، مشورہ دی جاتی ہے۔ لیبازری میں کام کرنے والے ہر فرد یا چاہے وہ انکشن مواد یا ملیخی مواد کو سنبھالنے والے بالکل دھل میں شامل ہونے والوں کے لیے واپتھے لیبازری طریقوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ طریقے جانے جاتے ہیں یا ان طریقوں پر یقین کیا جاتا ہے کہ یہ محفوظ ہیں اور نتیجے کے معیار پر ثابت اثر ڈالیں گے اور یہ عام طور پر آزمائشی میٹ یا بیکٹس کی بھنپتوں سے آزاد ہوتے ہیں۔

اجزاء:

۱۔ اسٹیڈرڈ ٹکنیک

۲۔ بائیو سیفٹی

۳۔ ٹکھر میڈیا

۴۔ سامان

۵۔ کواٹی کنڑوں

۶۔ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار

لیب کے کارکن کو اپنے کام کو انجام دینے کے دوران مناسب ذاتی حفاظتی ساز و سامان (PPE) پہننا ضروری ہے۔ جس میں دستانے، لیب کوت، چہرے کی ڈھالیں شامل ہیں۔ لیباڑری میں رہنے کے اوقات کے دوران کا کتوں کو مناسب طریقے سے بننے لگے اینڈ کر کے لیب کوت پہننا لازمی ہے۔ یہ کوت ایب کا ذہن لیباڑری سے باہر آنے پر اتنا را لازمی ہے۔

- ☆ استعمال سے پہلے اور اس کے بعد کام کے علاقوں کو صاف کرنا۔ Cultres کے ساتھ کام کرنے سے پہلے اور بعد میں بچنے اور کام کے علاقوں کو صاف کریں۔
- ☆ کراس آؤوگی کے امکان کو کم سے کم، بوسن برز کے قریب تمام media tubes اور cultre plates کو ترقیتی طور پر biosafety cabinet کے اندر پہنچل کریں۔

☆ ساز و سامان کو صاف (Sterilize) کرنا، تمام مواد، پلی میڈیا نیلیں، بٹیں، needles، loops، pepettes اور گہرے رائج جو کے microorganisms کے لئے استعمال کیے گے ہوں انھیں autoclaving سے صاف کرنا لازمی ہے۔ دوسری صورت میں یا ذیپوزبل اشیاء استعمال کریں جو استعمال کے بعد مسٹر کر دیے جاتے ہیں۔

- ☆ droplets اور aerosols کی تخلیل سے بچنے کے لئے تمام بھتیک طریقے کا رکاو احتیاط سے انجام دیں۔
- ☆ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صابن اور پانی سے دھویا جانا چاہیے خاص طور پر جب کام کی جگہ کوچھوڑا جائے یا پھر کسی بھی قسم کے culture یا کیمیائیوں کا استعمال کیا جائے۔

سیکھی:

☆ کلینیکل لیباڑری میں کام شروع کرنے سے پہلے، ملازم کی حفاظتی تربیت ہونی چاہیے اور یہ حفاظتی اپ ڈیٹ سال میں کم از کم ایک بار باتاقدی سے وقوف سے نظر ثانی کی جائے۔

- ☆ کلینیکل لیباڑری میں تمباکو نوشی، کھانے اور پینے کی بخشی سے بچنے ہے۔
- ☆ لیباڑری کے اندر کام کرنے کے دوران ہاتھ یا دمگرا اشیاء کے ساتھ چہرے کو پھونے میں انگلیشن کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔
- ☆ mouth pipetting کو روکنا ضروری ہے۔
- ☆ لیب میں کام کرتے وقت کندھے کے برابر بالوں کو بامدھ کر رکھنا لازمی ہے۔
- ☆ کام کی جگہ پر داخلہ محدود ہونا ضروری ہے۔

☆ خاص طور پر اس مقصد کے لیے تیار کردہ (ڈیزائن کر دو) اسٹوریج کپنٹس میں Flammable اور combustible کو ذخیرہ کیا جانا چاہیے۔

☆ اپنے ہاتھوں کو دھولیں۔ microorganisms کے ساتھ کام کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے disinfectant صابن کا استعمال کریں۔

- ☆ لیباڑری میں کام کرنے یا پھر اس مواد کو سنبھالنے کے دوران دستانے اور لیب کوت پہننا لازمی ہے۔ لیباڑری سے باہر جاتے وقت لیب کوت اتنا را لازمی ہے۔
- ☆ نمونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک ٹھوں bottomed tray کا استعمال کیا جانا چاہیے۔
- ☆ تمام تجزیہ دھار اشیاء کو مناسب طریقوں "sharp bin" سے خارج کر دیا جانا چاہیے۔
- ☆ استعمال شدہ سریج انگلیشن کو دوبارہ استعمال نہ کریں، اسے براہ راست ایک sharp bin میں شائع کر دینا چاہیے۔
- ☆ تمام تجزیہ دھار اشیاء کو مناسب طریقے سے نام، تیاری کی تاریخ، اور ثتم ہونے کی تاریخ کے ساتھ لیبل کیا جانا چاہیے۔

☆ Spill kit، ابتدائی طبی امداد کا ذرہ لیباڑری میں دستیاب ہونا چاہیے۔

☆ حادثات/spills، ہونے کی صورت میں فوری طور پر اس علاقوں کے گمراں کو اطلاق دینی چاہیے۔

☆ آنکھ صاف کرنے کے انٹشن یا سادہ sinks کو واضح طور پر نشان لگادیا جانا چاہیے جو کہ حادثے کی صورت میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

تمام فضلہ کے مواد کو disinfect یا Autoclave کریں:

تمام اشیاء بیسے culture tubes, culture plates, contaminated swabs, toothpicks, wipes, disposable transfer

اور نیلنڈز needles اور نیلنڈز biohazard autoclave بیک میں رکھا جائے اور ۱۳۰°C سے ۰۳ منٹ تک

چاہیے۔ اگر autoclave دستیاب نہیں ہے اور کام میں non-pathogens شامل نہیں ہوتے تو مواد ۱۰% سودیم hypochlorite حل کے ساتھ احاطہ کیا جاسکتا ہے اور کم از کم ایک سے دو گھنٹے تک لے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔

☆ گیس سلنڈر کو ہر وقت زنجیروں سے بند ہا ہوا ہونا چاہیے۔

☆ لیباڑری میں مناسب پنکلیٹیشن سٹم ہونا چاہیے۔

☆ شارپس، ہن میں تمام پس اور نوٹ ہوئے ششٹ کی اشیاء کو ختم کرنا ضروری ہے، اس ہن کو تبدیل کرنا لازم ہے جب یہ 3/4th تک بھر جائے۔

☆ تمام آکوڈی شدہ فضلہ اور culture plates کو لیباڑری کے علاقے سے باہر نکالنے کے لئے نقل و حمل سے پہلے ڈی کلینیٹ ہونا ضروری ہے۔

☆ کام کرنے کی وجہ سچ کسی بھی حادثات یا spills سے بچنے کے لئے آزاد اور آکوڈی سے صاف ہونا ضروری ہے۔

☆ مشترک لیباڑری کی سہولت میں خطرناک حیاتیاتی ایجنٹس کو الگ الگ کرنے کی ضرورت باعث کلینیٹ احتیاط کا ایک بیٹھ ہے۔

باعث سمجھنی لیوں 1:

کلینیٹ ان ایجنٹس کے ساتھ کام کرنے پر لاگو ہوتا ہے جو عام طور پر صحت کی دیکھ بھال کے کارکنوں اور ماحول میں کم سے کم ممکن خطرے کا حال ہوتا ہے اور صحت مدد

افراد میں بیماری کا باعث بنتا ہے۔ mechanical pipetting سمیت مناسب لیباڑری کی تکنیک، مناسب ذاتی حفاظتی ساز و سامان، مخفوظ پس پینڈنگ،

infectious agents، کی قطاط پینڈنگ 1 پر سہولت میں کارکنوں کی خلافت کے لئے کافی ہیں۔

باعث سمجھنی لیوں 2:

اس میں ایسے جراثیم کے ساتھ کام کرنا شامل ہے جو کہ انسانی بیماری کی وجہ میں سکتا ہے اور جس سے لیباڑری کے کارکنوں کو خطر، بھی لاحق ہو سکتا ہے لیکن کیونکی میں اسکے پھیلنے کا

امکان نہیں ہے۔ لیباڑریوں کی نمائش ممکن طور پر فلکشیر اور موبائل prophylaxis یا موبائل علاج عام طور پر دستیاب ہے۔ چونکہ انٹشن میں اچھی ماگرو بیلوچی تکنیک، ذاتی

حفاظتی ساز و سامان، آنکھ ایشنڈن اور شرپس کی چوت سے بچنے کے لئے انتہائی نگہداشت کا خیال رکھا جاتا ہے، ڈپوزیبل سرنگوں کا استعمال لازمی ہے، دوبارہ کینٹ منع ہے،

لیباڑری تک رسائی کا کنٹرول کلاس II باعث کی حفاظتی کمیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سہولت میں ایک autoclave ہونا لازمی ہے۔

پائیزہ سفیلی یوول: 3

ماجکروٹیں والے اس جیسے حیاتیاتی کام کے ساتھ کام میں شامل ہو سکتا ہے جو کہ شدید انسانی بیماری کا سبب بن سکتا ہے اور aerosol transmission (آسان انفراہم) کے ذریعے لیباڑریز کے کارکنوں کو ٹکین خطرہ پہنچ کر سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں میں پھیلنے کا خطرہ بھی بن سکتا ہے اور عام طور پر اسکا موجو پر فلیکس یا موجو علاج (ستیاب ہے۔ اس کلینیکیٹ کی سطح کو کلاس ۱۱اباٹری کی حفاظتی کلینیک کی خدمت کرنے والی ضرورت ہے۔ اسکے سمت اضافی ذاتی حفاظتی ساز و سامان، بندوں، gowns، خود بند ہونے والے دروازے، لیباڑری میں ایک سوت میں ہوا کا بہاؤ، اندر discard کرنے سے قبل تمام آزادہ مواد کی لیباڑری، خرابی کا autoclave ہے۔

پائیزہ سفیلی یوول: 4

ایجنٹوں جو سطح ۳ سہولت میں سنبھالے جاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور شدید انسانی بیماری کا سبب بن سکتا ہے اور یہ لیباڑریز کے کارکنوں کے لئے ایک خطرناک خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں میں پھیلنے کا ایک بڑا خطرہ، بن سکتا ہے اور عام طور پر کوئی موجو پر فلیکس یا علاج موجود نہیں ہے۔ ان ایجنٹوں کی مشاہد میں ایپلا والے اس، لیسا والے اس اور نامعلوم اور ناممیکن کے موجو کے ساتھ کمی دوسرے ایجنٹ بھی شامل ہیں۔ اس کلینیکیٹ کی اس سطح کو زیادہ تخلیق فراہم کرتا ہے۔ اس قسم کی یہ عام طور پر علیحدہ عمارت میں واقع ہوتی ہے، کارکنوں کو داخل سے پہلے بہاس تبدیل کرنا لازمی ہوتا ہے اور باہر نکلنے سے پہلے شاور، ٹیکٹ دا وکمل جسم سوت، اور سطح ۳ لیباڑری میں لاگوا ایجنٹوں کو ایک کلاس III BSC کے اندر سنبھال لیا جاتا ہے۔

۳۔ کلچر میڈیا:

کسی بھی ماجکرو بایو لیباڑری میں کلچر میڈیا انتہائی اہمیت رکھتا ہے، ہر microorganism کے لئے مناسب میڈیا استعمال کرنا چاہیے۔
☆ ہر چیز کا استعمال کرنے سے قبل contamination کے لئے چیک کیا جانا لازمی ہے۔

☆ کوئی کنٹرول Strains استعمال کیا جانا چاہیے۔ شفافی میڈیا کے ہر پہلو چیک کرنے اور استعمال کرنے کے لئے خصوصات کو روکے کو تینی بانٹا۔

Equipment-۳ :

- ☆ درست اور قابل اعتماد کارکردگی کو تیکھی بنا نے کے لئے تمام ساز و سامان کا مناسب طریقے سے calibrated ہونا چاہیے۔
- ☆ حیاتیاتی پھیلنے یا نہوونہ leakage، کی صورت میں نہوونہ کو مناسب طریقے سے ڈسپوز کیا جانا چاہیے۔
- ☆ تمام معمولی اور غیر معمولی مرمت اور بھالی کاریکارڈ برقرار رکھا جانا چاہیے۔
- ☆ حصوں کو چیک یا تبدیل کرنے کے لئے روک تھام کی بھالی کو باقاعدہ بندار پر کیا جانا چاہیے، یہ منصوبہ بندی کی بھالی کو خراہیوں کے خطرات سے کم کر دیتا ہے۔

۵- کوائی کنٹرول:

کوائی کنٹرول یا معیار کی تھیس میں تمام منصوبہ بند اور منظم نظام اور پروگرام شامل ہیں جو اس بات کا لیئے تجویز کاری ہیں کہ لیب ٹیسٹنگ خدمات مخصوصی معیار یا ہدایات کو پورا کرتی ہیں۔ ان میں شامل ہے:

☆ مناسب سکولاریک جمع، اسنوریج اور نقل و حمل

☆ اعلیٰ صحت سے متعلق اور درستگی کے ساتھ ٹکنیک کا استعمال

☆ ٹیسٹ کی مناسب کارکردگی

☆ کارکن کی مناسب تربیت

☆ اچھے معیار کے آلات اور اسٹکٹ

☆ غلطیوں کا پیداگانے کے طریقے

☆ ایکولپٹ کی Maintenance

☆ عملی کی سلسلہ تربیت

☆ کوائی کنٹرول ریکارڈ

۶- معیاری آپرینٹنگ طریقہ کار:

ماگر دیجی لیباڑی میں کام کرنے کے دوران انھیں کا ایک محنت خطرہ رہتا ہے، ہر لیباڑی کو معیاری آپرینٹنگ طریقہ کار (SOP) ہونا چاہیے، جسے لیباڑی کا طریقہ کار SOP یا صرف Manual کہا جاتا ہے۔

SOPs ہر نیت، ملی یا طریقہ کار کے لیے ہدایت کا سیٹ کھا جاتا ہے، یہ ہدایت معیاری آپرینٹنگ طریقہ کار یا SOPs کے طور پر معین ہیں۔ ہر لیباڑی کو SOps کو آسان زبان میں کھا جانا چاہیے۔

SOPs لیباڑی کے عملے کو تحریری ہدایت فراہم کرتا ہے کہ مختلف ٹیسٹ اور طریقہ کار کو کیسے کریں۔

☆ حساسیت کی جائج اور پورنگ اور تفریخ ہدایت کی جائج کے لئے طریقہ کار کی وضاحت کریں
☆ کیمیائیوں کی تیاری کے طریقے

☆ لیباڑی کارکنوں کے لئے محفوظ لیباڑی کے طریقے

☆ حیاتیاتی یا کیمیائی spills کی صورت میں ہج روکی کرنے کے لئے پروٹوکول

☆ اس میبول میں Trouble shooting ہدایت بھی شامل ہوتی ہیں

☆ اس میبول میں corrective steps بھی شامل ہوتے ہیں۔

Week 2

ماڈیول کا حاصل نتیجہ:

یہ کورس antimicrobial حساسیت کی جائیج سے متعلق تمام مسائل کو بیان کرے گا: شروع ہم AST اور ثقافتی میڈیا کی تعریف، اس کی کارکردگی کے طریقوں پر، مععارض کنٹرول اور AST کے میدان میں حالیہ پیش رفت کے بارے سے کریں گے۔ یہ کورس آپکو درست اور قابل اعتماد پر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ مععارض AST کی کارکردگی اور trouble shooting کی تجاویز کے صورات اور اہمیت کی رہنمائی کرے گا۔

ماڈیول کے اس حصے میں شرکا کو سیکھایا جائے گا کہ antimicrobial کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ثقافتی میڈیا اور درمیانے درجے کی کوائی کنٹرول کی جائیج پڑھال کی جاتی ہے۔

۱۔ **کل پر میڈیا AST**

۲۔ **AST میں استعمال کردہ میڈیا**

۳۔ **کوائی کنٹرول AST**

۱۔ کل پر میڈیا:

تعریف: microorganisms کو مناسب غذائی اجزاء اور نشوونما کے عوامل فراہم کرنے کے ذریعہ کوپڑھنے کے لئے ذیز ان کیا گیا ہے۔ عام طور پر کل پر میڈیا غذائی (پروٹئن، اسینو ایسٹ، پیپٹایڈ، توہنی) (کاربوبائیڈریٹ)، ضروری دھاتیں اور معدنیات (کلیش، میکنیٹ، سولفات، بوہے اور buffering agents، sulphates) (فوناکنٹ، فینول ریڈ، بریلینٹ گرین) (phenol red, brilliant green)، (فوسفات ایسیکٹوں phosphates and acetates)، (کیمیائیوں، ڈائیگلیسیلمیں gelling agent) (antimicrobial agents, dyes) اور پر مشتمل ہوتا ہے۔

الف۔ AST میں استعمال کردہ میڈیا:

اس تھارٹی ماڈیول میں ہم صرف AST میں استعمال ہونے والی میڈیا پر محض طور پر گفتگو کریں گے، ہم تمام کل پر میڈیا آئندہ ماڈیول میں تفصیل سے جادوں خیال کے جائیں گے۔

antimicrobial حساسیت کی جائیج کے لئے مختلف میڈیا کی سفارش کی جاتی ہے مثال کے طور پر (BHIA) brain heart infusion mueller hinton agar، بعض اوقات microorganisms کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کل پر میڈیا کے Columbia blood agar، medium میں عام طور پر غیر fastidious bacteria کی حساسیت کی جائیج کے لئے سب سے زیادہ مناسب مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر سمجھا جاتا ہے۔

☆ یہ حساسیت کی جائیج کے لئے حقیقی reproducibility کو فراہر کرتا ہے۔

☆ یہ سب سے زیادہ non-fastidious microorganisms کی ترقی کی حمایت کرتا ہے۔

☆ یہ دریجہ tetracycline، trimethoprim، sulphonamide میں کم ہے۔

☆ یہ رنگ میں شفاف ہے جو اندر وہی زون ڈایا میٹر کوپڑھنے میں مدد کرتی ہے۔

ب۔ MHA کی تیاری:

Mueller hinton agar کی تیاری کے میں مندرجہ ذیل مرحلے شامل ہیں:

۱۔ Muller hinton agar کو تجارتی طور پر مستیاب ذی ہاؤٹ سٹیبل میں سے تیار کیا جانا چاہئے۔

۲۔ اتوکلیونے کے فوراً بعد سے ۴۵ to ۵۰°C تک پانی میں مختدا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

۳۔ ایک ہموار سطح پر تقریباً 4mm کی گہرائی پر petri dishes میں مختدا کرنے رکھدیں۔

۴۔ Agar کو جانے کے لئے کرے کے درجہ حرارت اور ذخیرہ کرنے کے لئے ریفل-بریگ کے درجہ حرارت پر پاسٹر کریں۔

۵۔ پلیٹوں کو سات رنوں کی تیاری کے اندر استعمال کیا جانا چاہئے؛ ہم پلاسٹک آسٹین پلیٹوں کو خنک ہونے سے بچنے کے لئے ٹوپیل عرصہ تک پلیٹوں کو ذخیرہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

MHA کے ساتھ sheep blood 5%

Hydrolysate of casein	17.5 gm
Beef extract.....	2.0 gm
Starch.....	1.5 gm
Sheep blood.....	50 ml
Agar	17 gm
	Final pH: 7.3

Control	incubation	results
Escherichia coli ATCC 25922	18-24 hrs	Good growth
Enterococcus faecalis ATCC 29212	18-24 hrs	Good growth

ہموفیل کے میڈیم:

Haemophilus کی حساسیت کی بانج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

Beef extract

2 gm

Acid Hydrolysate of casein.....

17.5 gm

Agar

17 gm

Starch

1.5 gm

Yeast extract.....

5 gm

Hematin.....

0.015 gm

NAD

0.015 gm

100 ملی میٹر میں پاؤڈر کو تخلیل کرنے کے دوران 50 ملی گرام بونین پاؤڈر کو تازہ کر کے گھنٹن شاک کا حل تیار کیا جاتا ہے۔ hemantion stock حل کے ۰.۲ ملی میٹر میں میگاوٹ میں ۵ گرام خمیر کا لئے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ 45 سے 50 گلو میٹر لیک autoclaving stock اور تھنڈا کرنے کے بعد NAD stock کے حل کے ۰.۲ ملی میٹر شامل ہے۔ (10 ملی میٹر آبی پائی اور فلز نسبیدی میں 50 ملی گرام NAD تخلیل بھی غیر متوقع طور پر شامل ہیں۔ pH 7.2 سے 7.4 ہونا چاہیے۔

pH: 7.3

Control	Incubation	Results
H.influenza ATCC49247	18-24 hrs CO2 350C	Acceptable zone sizes
H.influenza ATCC10211	18-24 hrs CO2 350C	Good growth

میڈیا کے معیار کا کنٹرول: AST-C

- ۱۔ جسمانی خصوصیات کے لئے تیار ریچ چیک کریں جن میں شامل ہیں: بلبلوں کے لئے جانچ پر تال، غیر معمولی سطح، پلٹیں، رنجوں کی ناکافی بھرتی، اور جل کی طاقت۔
- ۲۔ تیار کردہ ہرمیڈیا کی جانچ پر تال کریں۔ ۱۰-۱۵ فیصد تیار کردہ پلٹر ہرمیڈیا کو ۳۵ 0C پر ۴8 گھنٹوں کے لئے Incubate کریں۔
- ۳۔ فیصد سے زیادہ آلوگی پر پرے چ کو ضائع کر دے، sporadic آلوگی کو انداز کرو۔
- ۴۔ کمرے کے درجہ حرارت کو نیچے لانے کے بعد دریمانے pH کی جانچ پر تال کریں۔
- ۵۔ ہر چیز سے کم سے کم ۰.۵ پلٹریں کی Depth کی جانچ پر تال کریں۔
- ۶۔ MHA پلٹر ہرمیڈیا pH 7.2 سے 7.4 ہونا چاہیے۔

Media recommended for non-fastidious organisms

Organisms	حياتيات	میڈیا کی سفارش Media recommended
Enterobacteriaceae		
Pseudomonas species		
Acinetobacter species		Mueller Hinton Agar
Staphylococcus species		
Enterococcus species		
Stenotrophomonas maltophilia		

Media for fastidious organisms

Organisms	Media recommended
Streptococcus pneumoniae	
Viridians group streptococci	
Moraxella catarrhalis	Mueller Hinton Agar + 5%
Streptococcus species group A,B,C and G	defibrinated blood + 20 mg/L ? NAD
Pasturella multocida	
Campylobacter species	
Aerococcus species	

Week 3

سینکرنا کا تجربہ:

اس پنچہ ہم حساسیت کی جائیگی کے مختلف طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے۔

AST (انجماد دینے کے لئے استعمال کرنے والے طریقے):

مختلف antimicrobial بخنوں کے لئے حساسیت سیست مختلف طریقوں کی طرف سے کارکروگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے بشرط:

Diffusion method -

الف۔ کریبی باؤر (Kirby Bauer)

Dilution methods-۱

الف-Broth dilution

Micro broth dilution method☆

Micro broth dilution method☆

ب-Agar dilution

ج-E-test

۱- Diffusion method: اس طریقہ کار میں (antimicrobial agent) فلکٹر کا نذر کے ذمک کی صورت میں agar پلیٹ پر لگھی جاتی ہے جو پبلے سے ٹیسٹ چیزیات کے ساتھ چک کیا جاتا ہے۔

ایک کربی Bauer طریقہ:

یہ سب سے پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس حساسیت ٹیسٹ کو انجام دینے کے لئے مندرجہ ذیل عمل کرنا ضروری ہے۔
۱۔ کالونیوں کا انتخاب رہنمہ کریں

۲۔ انوکولم تیار کریں (Prepare inoculum suspension)

Inoculate plate-۳

۴۔ لگائیں antimicrobial

Incubate-۵

۶۔ موصول زون کے سائز کا اندازہ رسمیں کریں
۷۔ نتائج کی وضاحت

QC-۸ خالصی حساسیت کی جانب

۹۔ ذمک پھیلاو حساسیت کی جانب کے Dos اور don'ts

۱۔ کالونیوں کا انتخاب:

حساسیت ٹیسٹ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں یہ سب سے اہم قدم ہے۔ ایک Non selective agar میں، اچھی طرح سے یا ۲ سے الگ الگ کالونیوں کو (inoculum) تیار کرنے کے لیے استعمال کریں۔

۲- (inoculum) (انواع) تیار کریں:

انواع کی (Mc Farland turbidity) 0.5 Turbidity میڈیا میڈیا جسٹنٹ کے لئے ایک فونوگرافی آلات استعمال کیا جاتا ہے جس کے خلاف میک فارلینڈ نیو بول کے ساتھ ملا جاتا ہے، پیشہ کو انواع میڈیا جسٹنٹ کے 15 منٹ کے اندر استعمال ہونا چاہیے۔

۳- (Inoculate plates)

ریز بگ مرستے MHA کی (Agar) پلٹیں لے کر کرے کے درج حرارت پر آنے دیں۔ Agar کی سطح پر نبیس ہونا چاہیے، اگر اضافی نبیس ہے تو incubator میں 15-10 منٹ کے لئے lids jar کے ساتھ ٹھیں چھوڑ دیں۔ تیار شدہ انواع میں ایک cotton swab کو dip کریں، تین سوتاں روڑ کو استعمال کرتے ہوئے پوری سطح پر پھیلاؤ دیں۔

۴- (antimicrobial) ڈسک کی لگاتا:

ڈسک کو 10 سے 15 منٹ کے اندر پلیٹ پر لگانا چاہیے۔ ڈسک ایک دوسرے کے قریب نبیس ہونا چاہیے، عام طور پر 150 ملی میٹر پلیٹ پر 100 ڈسک اور ایک سوی میٹر پر چھوڑ کو لگایا جاسکتا ہے۔ ڈسک کو ایک بار پلیٹ پر رکھنے کے بعد دوبارہ منتقل نبیس کیا جانا چاہیے Agar کی سطح سے ڈسک کا مکمل رابطہ ہونا چاہیے، کے ساتھ یا ڈسک ڈسپنسر کے ساتھ ڈسک کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر ڈسک forceps سے لگا ہوتا ہے تو ڈسک کو پلیٹ کے کناروں کے قریب رکھنے یا ایک دوسرے کے قریب رکھنے سے بچائیں۔

۵- Incubation

پلٹیوں کو C 35 پر تیربا 20-16 گھنیتے رکھیں۔ Agrobacterium کی صورت میں یہیں، H.influenzae, S.pneumoniae, Fastidious Neisseria species, 350C - 370C میں 5% CO₂ کے ساتھ incubate کریں۔

زون کے سائز کی پیمائش کرنا:

خانج کا مشاہدہ کریں اور زون کے سائز کو نوٹ کریں۔ ایک کلپر کا استعمال کرتے ہوئے یا پیلانے کا استعمال کر کے زون کے سائز کو قریب ترین ملی میٹر سے نوٹ کریں۔ ایم ایچ اے کے Agar پلٹیوں کو پلیٹ کے پیچے سے زون کے سائز کی پیمائش کی طرف سے پڑھا جاتا ہے جبکہ 5 فیصد SBMHA پلیٹ کے سامنے سے زون سائز پڑھنے چاہیے۔

:Result interpretation ۔۔

نتائج صرف اس صورت میں پڑھنا پڑتا ہے کہ جب کنٹرول کا نتیجہ acceptable ہو، لیکن یہاں تک کہ معاشری ادارے (CLSI) یا اس کے برابر ہم منصب، بین الاقوامی حساسیت نیشنگ (EUCAST) کے حوالے سے فتح کی جائے۔

نتائج کی پیمائش اور شرطی کرنے کے لئے پچھزوں کے سائز مشکل ہو سکتے ہیں؛ ڈبل زون ایک trimethoprim mixed culture جس سے ہو سکتی ہے، پروپیٹس اور سلوفا میتوکسازول ڈسکو کے لئے inhibition zone کے اندر کے اندر ایک layer کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

staphylococcus کے لئے آنکھیں ڈسک کے ارد گرد کوئی growth zone ہے اور نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ مثال کے طور پر انکیدر و ڈبل ڈسک کے ارد گرد موصول ہونے والی antimicrobial حساسیت اور زون کے سائز کے لئے disc diffusion کے طریقوں کی جاگہ کے لئے staphylococcus کی جاگہ کے لئے 15 ملی میٹر کے طور پر مانجا جاتا ہے، CLSI ہدایت کی پروردی کریں جو اسے "انٹرمیڈیٹ" کے طور پر تفسیر کی جاتی ہے۔

:Interpretation categories

susceptible: Susceptible کا مطلب یہ ہے کہ ایئن ہائی بائیو نیک ثیسٹ کردہ جراثیم کے خاتر کے لئے کامیابی ساتھ استعمال کی جاسکتی ہے جب تک کہ انکھیں کی اس مخصوص سائٹ کے لئے سفارش نہیں کی جاتی ہے۔

انٹرمیڈیٹ: یہ ایئن ہائی بائیو نیک موکر طریقے سے جسمانی سائٹ میں موکر ثابت ہو سکتی ہے جہاں ادویات concentrate ہوتی ہے یا زیادہ خواراں ک استعمال ہوتی ہے۔

Resistant: Resistant یہ antimicrobial ادویہ کی جذبہ کے خلاف غیرفعال ہے اور مریض کے علاج کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔

:گرانی کی جاگہ کی کارکروگی:

- ☆ کوئی ایک کنٹرول کنزوز کو روزانہ بانٹتے میں کم سے کم چار مرتبہ ثیسٹ کیا جانا چاہئے۔
- ☆ یا ارکھیں کر QC کے نتائج بڑے یا چھوٹے زون کے رجھات کی گرانی کرنے کے لئے مستقل طور پر ایک متعدد وقت کی درت کے لئے سامنا کرنا پڑتا ہے۔

Table 2C. *Staphylococcus* spp. (unable to paste this pic from english version)



Susceptibility testing-۹

E.coli ATCC 25922 کے لئے ریزنسیکٹریا نیٹ ہونے چاہیے، مثال کے طور پر, ☆

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

QC strains☆ کے زوں کے سائز کو مقررہ حد کے اندر ہونا چاہیے۔
QC strains☆ کو برقرار رکھنا چاہیے - 20C پر اور گلوبنیار پر نیٹ کرتے رہنا چاہیے
QC strains☆ کے درست قیمت سے پہلے چکنے کے لئے کمیٹ ملاب طریقے سے کام کر رہا ہے۔

10- حساسیت کی جانچ میں source of errors:

☆ میڈیا کی ساخت حساسیت کی جانچ کے نتائج کو موثر کر سکتا ہے۔

☆ Inoculum☆ سائز

☆ درج حرارت اور ماحول کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔

☆ زوں کے سائز کی غلط پیمائش

☆ growth

☆ اخنثی باجیوں کی ڈسک Expired☆

☆ غلط استوپرینج کی وجہ سے ڈسک کا انجمن یا اسکے potency کم ہو جاتا۔

Disc diffusion طریقہ کے فائدہ اور نقصاں:

☆ یہ سادہ ہے۔

☆ انجام دینے میں آسان ہے۔

☆ نتائج کی آسانی سے تفسیر کی جاسکتی ہے۔

نقصاں میں شامل ہیں:

☆ نتائج کو کئی عوامل کی طرف سے اثر انداز کیا جاسکتا ہے، بخوبی agar کی موتانی، انوکھوم سائز، Incubation کے حالات، اخنثی باجیوں کی ڈسک وغیرہ۔

ب- Stokes کے طریقے:

☆ اس طریقے میں ایک agar پلیٹ میں نیٹ ہے۔ organism lawn کیا جاتا ہے۔

☆ اس طریقے کا عام طور پر antibiotic ڈسک کے معیار کو چیک کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے۔

:don'ts اور Dos لے Disc Diffusion

:Dos

- ☆ اس نیست کیلئے چوہیں (24) growth کا استعمال کریں۔
- ☆ چورہ منٹ کے اندر اندر تیار Inoculum سے حیاتیات کا ایک لانٹا نہیں۔
- ☆ ایک بار جب زرعی پلیٹ پر حیاتیات کا لین منیا جاتا ہے تو چورہ منٹ کے اندر اندر تیار antimicrobial سک لگاتے ہے۔
- ☆ (agar) کا لپٹ اسٹری 7.2 سے 7.4 کے درمیان ہونا چاہیے۔
- ☆ لیباڑی کے پروٹوکول کے مطابق باقاعدگی سے وقٹے پر کوائی کنٹرول یا ATCC حیاتیات کا تجزیہ کیا جانا چاہیے۔
- ☆ زون کے اندر بڑے بڑے کالوینوں کو دوبارہ شناخت اور دوبارہ test کیا جانا چاہیے۔
- ☆ اگر صرف کالوینیں الگ الگ نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انوں بہت بلکہ تھا۔ اس نیست کو repeat کرنا چاہیے۔
- ☆ زون ڈائی میزروں کو rulers (کیلو ری) کے ساتھ درست طریقے سے مانیا جانا چاہیے۔
- ☆ اگر QC کے ناتھ مسلسل حد سے باہر جیے ہیں تو ایک مطلوبی غلطی کی ختمی کی جاسکتی ہے۔
- ☆ agar کی پلینوں کو آنکو لیشن سے پہلے کرے کے درجہ حرارت پر ہونا چاہیے۔

:Don'ts

- ☆ سک کو ایک درمرے سے 24 ٹی میٹر سے زیادہ قریب نہیں رکھنا چاہیے۔
- ☆ پھر سے زائد سک کو 90 ٹی میٹر پلیٹ پر نیست نہیں کیا جانا چاہیے۔
- ☆ agar کی سٹری سے رابطے میں آنے کے بعد سک کو منتہ کریں۔
- ☆ قائم ہونے کی تاریخ سے باہر نہیں باجیک سک استعمال نہ کریں۔
- ☆ agar پلیٹ پر growth mixed ہو تو تاریخ کی تحریک نہیں کرتے، خالص inoculum کے ساتھ نیست کو دوبارہ کیا جانا چاہیے۔
- ☆ Inoculum بہت زیادہ یا بہت بلکہ ہے تو تاریخ نہیں پڑھتے ہیں۔
- ☆ اگر کنٹرول زون سائز کی حد سے باہر ہیں تو نیست درست نہیں ہے، اگر 20 نیست میں سے مقررہ حد سے باہر ہیں توں نظام کے جائزے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

MIC کے فوائد:

- ☆ غیر معمولی مراحت کے پڑن کی تصدیق کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ☆ نتیجہ سک boarder line test کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔
- ☆ جب کسی خاص اینٹی بائیوک کا کسی organisms disc diffusion رزک کے وقت ہ قابل اعتماد نتیجے کے سکتا ہے۔
- ☆ وسیع پیانے پر antimicrobial surveillance میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ☆ لئے antimicrobial ادویات کے موازنہ جائیگی میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ☆ حساسیت کے پیروں میں Epidemiological مطالہ۔
- ☆ جب مریض کے ٹھیکنے میں نتیجے کی ضرورت ہوتی ہے۔

MIC مختلف طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے

- (الف) Agar dilution
- (ب) Gradient diffusion کا طریقہ
- (ج) Broth dilution
- (Macro broth dilution) ☆
- (Micro broth dilution method) ☆

Agar dilution کا طریقہ:

اینٹی بائیوک اتناک اور اینٹی بائیوک کی dilution کو تیار کریں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اب مندرجہ ذیل agar کی ٹھیکنے تیار کریں اگر میں dilution range کی ضرورت ہے تو مثال کے طور پر ml 0.125-128ug/ml تو یہ نیست ثبوت چاہئے ہو گئی 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1، 0.5، 0.125 mg/l 10,000 اتناک tube سے مقررہ مقدار نیست ثبوت میں شامل کر دیجیا آخری ثبوت میں اینٹی بائیوک شامل نہیں ہوتی یہ growth کنٹرول کے طور پر کام کرتی ہے۔

Agar dilution ٹھیکنے کی تاریخ: اینٹی بائیوک فری کنٹرول ثبوت سمت ہر کنٹریز میں 20 ملی لیٹر (agar) ڈالیں۔ انہیں اچھی طرح مکس کریں اور 90 ٹیپٹریٹریوں میں ڈالتے جائیں agar کو جتنے دیں، پلٹریوں کو اسی روز استعمال کریں یا چار سے آٹھ (C-8) پر اسٹور کریں۔

Inoculum کی تیاری: Test isolate کی الگ الگ کالونیوں کو لے کر نیست کی inoculum کو تیار کریں جب تک زیستی 0.5 میکڑ ارلینڈ bacteroides, staphylococcus, enterobacteriaceae acinetobacter, pseudomonas, streptococci, species کیلئے اس 1:10 dilute inoculum کیا جاتا ہے۔

agar:Inoculation کی سطح پر 2-1 مقدار رٹنسلز کریں اور اچھی طرح dry کریں اسکے لئے ملی پوائنٹ Inoculator کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔

Incubation: پلیٹوں کو 35-37 ڈگری پر pneumococci Haemophilus کی پلیٹیں 4-6% CO₂ کے ساتھ انکوبیشن کیا جانا چاہئے۔

Reading & Interpretation: سب سے پہلے کثروں کو دیکھا جاتا ہے۔ اسٹرنی باجے نکل فری پلیٹ پر تمام نیست organism کو grow کرنا چاہیے وہ پوائنٹ ہے جس پر antibiotic کی کم مقدار organisms کی MIC تجویز شدہ رش کے اندر ہوئی چاہئے۔

Aga dilution طریقہ کے فوائد:

☆ ایک پلیٹ پر متعدد organisms کو نیست کیا جاسکتا ہے۔

☆ درست MIC کا قصین کیا جاسکتا ہے۔

☆ کسی continniant Mutatnts آسانی سے شاخت کیا جاسکتا ہے۔

☆ اسٹرنی باجے نکل concentration range کی آسانی سے توسعہ کی جاسکتی ہے۔

نقاشات:

☆ پلیٹوں کے واحد سیٹ پر صرف ایک اسٹرنی باجے نکل نیست کیا جاسکتا ہے۔

☆ اس طریقہ کار میں وقت درکار ہے اور محنت طلب ہے، جس میں وسق پانے پر ٹکنیکی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔

☆ پروٹس proteus کی MICswarming میں مخلک پیدا کر سکتی ہے

☆ اسٹرنی باجے نکس کے ساتھ پلیٹ پر جلد Expire ہو جاتی ہیں، ان پلیٹوں کو استعمال کرنے میں باخبر ہونے کی صورت میں اسٹرنی باجے نکل خرابی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

Table 23-1 Pseudomonas unable to draw or paste in urdu version

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens

Pseudomonas putida
Pseudomonas stutzeri

Pseudomonas putida

Pseudomonas fluorescens

بسای نیٹ کا طریقہ کار: اسی نیٹ ایک پلاسٹک کی سڑپ ہے جس پر ایٹھی ہائیٹک کی مقدار coated ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بہت کم لیوں کی کرنے کے لئے بہت کار آمد ہے اسکے علاوہ خاص resistance pattern کو دیکھنے کیلئے بھی چھے Ampc, ESBL وغیرہ۔

اصول: اسی نیٹ ایک quantitative technique ہے جو کہ dilution اور diffusion کے اصولوں پر مبنی ہے۔

طریقہ کار: فریزر 0C-20- سے اسٹرپس انکالیں اور اسے کرے کے درجہ حرارت پر لے آئیں۔

نان سلیکٹ ۰۱۰ اگر اچھی طرح سے الگ الگ کا لونیوں کو چن لیں اور اسٹرپس سیان میں جذب کریں تاکہ ۰.۵ میکرو لینڈز بر بڈلی حاصل ہو سکے

ایک اسٹرپس agar کے ساتھ agar کی سطح پر ایک بوجنارام Lawn تیار کریں۔

ایک forceps کا استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ MIC سڑپ کو agar سطح پر رکھیں، اس بات کا خال رکھیں کہ ایک بار agar پر کی سطح کو چھوٹے تو اسے مختل نہیں کیا جاسکتا۔

organisms کی ضرورت کے مطابق پلیٹ کو Incubate کر دیں۔

Inhibition کا مشاکدہ کریں اور پڑھیں، MIC کو اس کے نظر نظر کے طور پر پڑھیں اور جہاں growth Inhibition ہلتی ہے۔

اگر لان بہت بکھلی یا بہت heavy contamination ہے تو نیٹ دوبارہ کرنا ضروری ہے۔

CLSI کی ہدایت کے مطابق MIC رینگ کی وضاحت، 2016 CLSI ہدایات پر جانے کے لئے مندرجہ ذیل لٹک پر کریں

<http://ljzx.cqrmhospital.com/upfiles/201601/20160112155335884.pdf>

Broth dilution کا طریقہ: اس طریقہ میں organisms کو ایٹھی ہائیٹک کی مختلف dilution کی سیریز کے ساتھ نیٹ کیا جاتا ہے۔ اس نیٹ میں 0.05-0.1 ml کی مقدار میں ایٹھی ہائیٹک dilution کو نیٹ کیا جاتا ہے۔ میکرو روتھر طریقہ میں بھی اسی طریقہ سے مختلف dilutions کے ساتھ growth inhibition کی نیٹ کی جاتی ہے مگر اس طریقہ میں volume یادہ استعمال ہوتا ہے۔

کرنے کا طریقہ مدرج ذیل اقدامات پر مشتمل ہے Broth dilution

☆ ایشی ہائی بک stock کی تیاری

☆ ایشی ہائی بک کی dilutions کی تیاری

☆ dilutions کی تیاری agar

☆ Inoculum کی تیاری

Inoculation ☆

Incubation ☆

Incubation ☆

☆ پختنا اور تشریح

Macro broth dilution-i

سامان و موارد کی ضرورت:

Pipettes ☆

☆ دسپوز ایبل پیپٹ

☆ ایشی ہائی بک پاؤور

Mueller hinton broth (CAMHB) ☆

☆ اسٹرائلس پھیری پلیٹ

☆ اسٹرائلس فاکن نویس (ایشی ہائی بک اسٹاک تیار کرنے کے لئے)

☆ اسٹرائلس پانی

☆ وزن توازن

Vortex mixer ☆

ب۔ ایشی ہائی بک اسٹاک (ذخیرہ) کی تیاری:

ہمیشہ قابل قدر سپلائر سے ایشی ہائی بک پاؤڈر حاصل کریں۔ ختم ہونے کی تاریخ، اسٹوریج کے حالات، potency، solubility، غیر واقعی طرح

چیک کریں۔

ایشی ہائی بک کا سللوشن ہانے کیلئے مدرج ذیل فارمولہ استعمال کیا جائیگا جبکہ ہمیں ایشی ہائی بک کی Potency معلوم ہو۔

ای۔ پندرہ منٹ کے اندر اندر انوکم کو 1:150 dilute کیا جاتا ہے جو کہ 1×10^6 cfu/ml کے برابر ہے۔ PBS کے اس ہمیلی میز کو ایک ٹیوب میں لیا جاتا ہے اور 33 ٹیکم کو خارج کر دیا جاتا ہے، ۰.۵ McFarlands Inoculum کی تباہی ڈالا جاتا ہے اور اچھی طرح سس کیا جاتا ہے۔

ف۔ بعد میں 1:2 dilution کی جاتی ہے 5x10⁵ cfu/ml حاصل ہوتی ہے۔

گ۔ Inoculation: ہر ٹیوب جس میں ابھی بیٹھی ہائیک dilution موجود ہے اس Inoculum suspension میں اسی طرح positive control میں بھی Inoculum 1ml اڈائیں۔

ح۔ Incubation: 18-20 °C پر گھنٹے کے لئے اس کو گھنٹے کے لئے Incubate کریں۔

م۔ Turbidity: سب سے پہلے کنٹرول ٹیبوں دیکھیں جن میں growth ہو رہا ہے اس growth کی test wells کے مواد کریں۔ کنٹرول ٹیبوں میں turbidity کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بیوک کی سب سے کم مقدار جو organisms کی گروہ کو دے سکے MIC کہا جاتا ہے۔

Broth dilution کے طریقوں کے فوائد و نقصانات:

☆ اس کو perform کرنے کے لئے ماہر اساف کی ضرورت ہوتی ہے جو خوبی pipetting کر سکے اور stock تیار کر سکے۔
☆ وقت درکار ہے۔

فوائد:

☆ برتو ہج کا طریقہ کافی accurate dilution ہے۔
☆ organisms کے ہمارے میں quantitative data حاصل کیا جاسکتا ہے۔
☆ Automation اور معیار بندی ممکن ہے۔

Volume (ml) x concentration (ug/ml)

$$\frac{\text{Weight (mg)}}{\text{Potency (ug/ml)}}$$

ج

Weight (mg) x Potency (ug/ml)

$$\frac{\text{Volume (ml)}}{\text{Concentration (ug/ml)}}$$

☆ جو در کارہوا ہنگی با یونک سلution اس سے دس گناہ زیاد concentrade تیار کیا جاتا ہے۔

☆ ادویات کی در کار solvent کی پیمائش کریں۔

☆ ایک کٹنیز میں اینٹی با یونک پاؤڈر اور solvent کو مکس کریں۔

☆ اس کو Membrane filter بھی کیا جاسکتا ہے۔

☆ 1.5 مل کو نوب میں ڈال کر 600- پر فریز کریں۔

☆ نمود اینٹی با یونک stock کی ٹیلیں صرف ایک بار بھگھانی پا ہے ॥ اسکے بعد ضائع کر دیں۔

سی۔ اینٹی با یونک کی dilution کی تیاری:

☆ کام کرنے والی اینٹی با یونک dilutions کی تیاری کے لئے جراحتی conical نوب لمبل کریں۔

☆ ۲۳ ملی لیٹر اسٹیل پانی کے انداز کے حل کے لئے ایک ملی لیٹر کشید کر دو پانی شامل کریں۔

د۔ inoculum کی تیاری:

☆ 18-24 گھنٹے کی growth کو منتخب کریں، ایک معیاری (0.5 McFarland) کے برابر turidity (1-2 X 10⁸ cfu/ml) کو

ایڈھست کریں۔

Unable to paste or draw in inpage

Decreasing antibiotic concentration (picture)

ضروری مواد:

اگر متیاب ہیں Multi-channel pipette, Pipettes☆

pipette ☆

اٹھنی بائیوکپ پاؤڈر☆

(CAMHB) Mueller hinton cation adjusted☆

☆ جراثیم سے پاک برتن

☆ فاکسن نیوز (اٹھنی بائیو اسٹک تیار کرنے کے لئے)

☆ جراثیم سے پاک پانی

Weighing balance☆

Micotitre plates 96☆

Vortex mixer☆

تیاری:

☆ پیشون کو نہ انزو کریں جیسا کہ اوپر کیا گیا ہے۔

☆ فیر Mueller hinton fastidious microorganisms کے لئے وتح کو ایڈ جست کرنے کی ضرورت ہے۔

☆ microtitre plate میں اٹھنی بائیوکپ ماڈل کی مقدار اصل کام کرنے والے حراثت سے دو گناہ زیدہ ہوئی چاہئے۔

☆ Well 1 اٹھنی بائیوکپ کا نکروول کے طور پر کام کرتا ہے۔ (Antibiotic +CAMHB)

☆ Well 2 اس قطار میں سب سے زیادہ اٹھنی بائیوکپ well concentration ہے۔

☆ Well 3-11 are antibiotic serial dilutions

☆ Well 11 اس قطار میں سب سے کم حراثت dilution ہے

☆ Well 12 گروچ کا نکروول ہے (صرف CAMBH + حیاتیانی معطل پر مشتمل ہے)

☆ قواریبی میں دیگر الگ الگ نیت کیے جاسکتے ہیں

☆ 12 H sterility control well, only CAMHB

طریقہ کار:

☆ ایک باضابطہ جراثیمی pipette کا استعمال کرتے ہوئے اچھی طرح سے 1A میل لیٹر میں 100 اٹھنی بائیوکپ حل کو قائم کریں۔

From well 2 till 12 A dispense 100 uL of CAMBH☆

☆ well 1A سے 100 uL اٹھنی بائیوکپ کو اچھی طرح سے منتقل کریں اور اچھی طرح سے CAMBH کے ساتھ 2A well میں لا کیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ مرکب مانع کو قسم کرتے وقت چھیننے نہ اڑائیں۔

- ☆ CAMBH اور انٹی بائیوک سلوشن کو اچھی طرح مکس کر کے dilute serially کرتے جائیں 11 well مک پر 100 uL خالی کر دیں۔
- ☆ Well 12A CAMHB واحد و CAMHB ہے جس میں انٹی بائیوک شامل نہیں ہے۔
- ☆ organisms کے سلوشن کو dilute 1:150 کریں پر 100 uL مقدار 2 سے A 12 well میں ڈالیں۔
- ☆ انٹی بائیوک کنٹرول میں 100 uL CAMBH 100 شامل کریں۔
- ☆ سیرٹی کنٹرول میں اچھی طرح سے CAMHB کے 200 uL شامل کریں۔
- ☆ بیٹھوں کو جراحتی حال یا پارفیلم سے ڈھانپیں۔
- ☆ Inoculation کے پدرہ مت کے اندر اندر پلیٹ کو 20C ± 35 میں 20-18 گھنٹے کے لئے Incubator میں رکھیں۔
- ☆ incubation کے بعد تائیکو گونٹ کرو۔

تائیک مشاہدہ اور تشریح:

- ☆ inoculum کی purity باعث چڑھا اور ترقی کا مشاہدہ purity کی پلیٹ سے کریں۔
- ☆ انٹی بائیوک اور sterility کو اچھی طرح سے دیکھیں۔
- ☆ گروہ کنٹرول well میں اچھی گروہ حاصل ہونی چاہیے۔
- ☆ Sterility کنٹرول اور انٹی بائیوک کنٹرول میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔
- ☆ CLSI میں بیان کردہ تجویز کردہ مقدار کے اندر اندر کنٹرول حیاتیات کے MIC ہونا ضروری ہے۔
- ☆ نیست اسی صورت میں درست ہے اگر کنٹرول حیاتیات MIC سفارش کردہ مقدار کے اندر آتا ہے۔
- ☆ نیست اس صورت میں قطلا ہو سکتا ہے اگر sterility کنٹرول میں نشوونا ترقی ہو یا نشوونا ترقی ہو۔
- ☆ اگر کنٹرول کا نیا sterility کنٹرول نجیک ہے تو کم سے کم غیر موکر حرارتی (MICs) کو گونٹ کریں۔
- ☆ MIC انٹی بائیوک کی سب سے کم dilution ہے جس میں کامل طور پر microorganisms کی نشوونا ترقی رک گئی ہو۔

حساسیت کی جائیگی میں حالیہ ترقی: antimicrobial

دستی ٹیسٹ کے طریقوں کے مقابلے میں کم سے کم قابل اعتماد رٹکی کے ساتھ antimicrobial حساسیت کا نظام انجام دینے کے لئے کوکار طریقے سے مختلف قسم کے نظام دستیاب ہے۔

مختلف automation کے اختیارات میں صرف چارہ دستیاب ہیں جوںی الحال FDA سے منظور شدہ ہے۔

:Microscan

یا ایک خود خودی انکھی بیٹر اور پیدا ہے۔ جو ایک وقت میں چاری microtitre بیٹھوں کو اکٹھا اور تجویز کر سکتا ہے۔ microtitre inoculated پلیٹ دستی طفر پر اور آلم میں دستیاب پلیٹ سلاٹ میں داخل کیا جاتا ہے، پلیٹ مخصوصی وقت کی مدت کے لئے آلم کے اندر رہتی ہے۔ اضافہ انعام مرحلے کے دوران metrically تصویر کی جائیگی پڑھاں کی جاتی ہے۔ گرام منفی حساس آزمائشی نیٹ یونیٹ جس میں fluorogenic substrates شامل ہے 3.5 تک 3.5-7 پڑھ سکتے ہیں۔ turbid metric انتظام

پر چھٹے تیز رنگ میں ہیں۔ colorimetric

فینکس :Phoenix

یہ آلامیک ریڈر ہے جس میں انٹی بائیوکاپ دو گنا ہونے والی 99٪ نیست پتھل پر چھٹے کے قابل ہے۔ یہ پتھل دتی طور پر inoculated کے جاتے ہیں اور ان آلم کے اندر incubated کیا جاتا ہے جس میں ہر پتھل کو ہر 20 منٹ پر چھٹا جاتا ہے۔ یہ آلم colorimetric (رنگ) (ترقی) کا پتھل چھٹا ہے، MIC زیاد سے زیاد 16 گھنٹوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔

Vitek

یہ آلم compact کا رذ پر مشتمل ہے جس میں مختلف حیاتیات کے گروپ اور انٹی بائیوکس اور شناختی میکروں کے لئے دستیاب ہیں۔ جن میں microliter کی مقدار شامل ہیں جن میں 30 micro cuvettes شامل ہے جو کہ capillaries سے نسلک ہوتی ہے جو کہ rehydrate میڈ یا اور نیست میڈ بی کے کام کرتا ہے۔ کارڈز کے دوران turbidometrically کی گرفتاری کی جاتی ہے۔ جس کے نتائج و قدر و قدر سے 15-10 گھنٹے کی مدت کے دوران دستیاب ہوتے ہیں۔

Sensititre ARIS

معیاری 96 گھنٹوں کے ساتھ microtitre plates کے ساتھ Sensititre auto inoculator شامل ہے۔ اس پتھل کو خود کا رطريقے سے جانچنے کے لئے 64 پتھل خود کا رطريقے سے 24-18 گھنٹوں کے لئے بھی کیا جاتا ہے۔ لشونی ترقی fluorescence کو سے ماپا جاتا ہے۔

کوفاکمڈ اور نقصاٹ : automation

سب سے پہلے ہم خود کا رطريقے سے antimicrobial susceptibility نیست کے فوائد کی فہرست جن میں شامل ہیں:

- ☆ خود کا رطريقے سے نظام کی دوبارہ تخلیق کے نتائج کو بہتر جاتا ہے۔
- ☆ میمنگ اور شناخت کے دتی طریقوں کے مقابلے میں خود کا رطريقے سے مزدوری ضروریات کو کم کر دیتا ہے۔
- ☆ antimicrobial حساسیت کی جانچ کی ابتدائی روپر ٹک کے نتیجے میں ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں بروقت antimicrobial تحریکی قیادت کر سکتے ہیں۔

☆ اضافی جانچ کی مدت میں وقت چھاتا ہے، بار بار جانچ پڑتا، بیک وقت اور نتائج کو دتی طور پر کمپیوٹر سوالف و سیر میں درج کریں۔

☆ جیسا کہ ان نظاموں نے MICs کی رپورٹ کی ہے، ابھر تی ہوئی مراحت کی شناخت کا ایک بہت پر اموقع ہے۔

Week 5

MIC نیشنگ کے لئے بر تھا اگر و بیول طریقہ:

- ☆ MIC (MIC) کے ساتھ آگے بڑھنے سے قبل نیست کرنے والے ایشی میر و بیل الجٹ کے لئے بریک پوٹس اقدار کو جانا چاہئے۔
- ☆ صرف خالص، 18-24 گھنٹوں کی pure growth کا استعمال کرنا لازم ہے۔
- ☆ اس فارمولے کا استعمال کر کے Antibiotic powder سے ضرورت کے مطابق سلوشن بنایا جاسکتا ہے

$$\text{Volume (ml)} \times \text{concentration (ug/ml)}$$

$$\text{Weight (mg)} = \frac{\text{Volume (ml)} \times \text{concentration (ug/ml)}}{\text{Potency (ug/ml)}}$$

۲

$$\text{Weight (mg)} \times \text{Potency (ug/ml)}$$

$$\text{Volume (ml)} = \frac{\text{Weight (mg)} \times \text{Potency (ug/ml)}}{\text{Concentration ug/ml}}$$

- ☆ 0.015-32 ug/mL سے ایشی پائیونکر دن کے ساتھ microtitre plates تیار کریں۔
- ☆ McFarland کا استعمال کرتے ہوئے turbidity کو لیدھت کر کے 0.5 حیاتیانی نیست کے spectrophotometer suspension کو تیار کریں۔
- ☆ تقریباً 105 cfu/mL ماحصل کرنے کے لئے اس suspension کو dilute 1:150 کروں۔
- ☆ اگر نیپس میں PBS میٹل 2.5 ml کی تیاری کر رہے ہیں تو نیوب میں سے 16.5 uLPBS لے لیں، اس طرح مطلوب turbidity ماحصل ہو جائیگی۔
- ☆ ایک 96well microtitre plate پلیٹ لیں اور تارنخ اور نمونہ نمبر کے ساتھ پبل کر لیں۔

نقائص میں شامل ہے:

- ☆ کم کثرت بیویٹ کے لئے antimicrobials کی ضرورت کے طور پر شامل نہیں کیا جاسکتا۔
- ☆ کچھ antimicrobial-microrganism کے مجموع کے ساتھ مسائل کی اطلاع دی گئی ہے۔
- ☆ خود کا طریقے میں خرابی کے معاملے میں دستی یا اپ کی بیشہ ہوتی ہے۔
- ☆ آہل اعتماد یونیکی معاونت کی ضرورت ہے۔
- ☆ دستی طریقہ کار کے مقابلے میں یہ مہنگا طریقہ ہے لہذا یہ لیہاڑیز کے لئے مناسب اختیار نہیں ہو سکتا بلکہ انفرادی لیہاڑیوں پر کام کا دباؤ، اس کے نمونہ حاصل کرنے اور انسانی خاتمت وضد پر محسر ہے۔

